




Elektroden für die transurethrale Resektion (TUR)



Einsatz

Im Rahmen der transurethralen Resektion der Prostata und der Blase.
Auch als **TURis** Variante zum Einsatz in physiologischer Kochsalzlösung erhältlich.


Kompatibel mit Olympus und Storz Resektoskopen.

Erhältlich in folgenden Versionen:


- Schlinge
- Kugel 3 mm und 5 mm
- Messer
- Schlinge für Vaporisation

Die **TUR**-Elektroden werden steril verpackt geliefert und können sofort eingesetzt werden.

TURis Elektroden



TUR Elektroden (monopolar)



Kompatibel mit **Olympus Resektoskop**

Kompatibel mit **Storz Resektoskop**

Bezeichnung	Art-Nr.	VE.
TURis Versionen		
Schlingenversion	ME-ORS-S	10
Kugelversion, 3 mm	ME-ORK3-S	10
TUR Versionen (monopolar)		
Schlingenversion	ME-ORS	10
Kugelversion, 3 mm	ME-ORK3	10
Kugelversion, 5 mm	ME-ORK5	10
Messerversion	ME-ORM	10
Schlingenversion, Vaporisation	ME-ORSV	10

Bezeichnung	Art-Nr.	VE.
TUR Versionen (monopolar)		
Schlingenversion	ME-SRS	10
Kugelversion, 3 mm	ME-SRK3	10
Kugelversion, 5 mm	ME-SRK5	10
Messerversion	ME-SRM	10
Schlingenversion, Vaporisation	ME-SRSV	10